



Chemical and Pharmaceutical
OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

DISINFETTANTE ACIDO PERACETICO

DT 040

DT 040 **ACTION SYSTEM DHP *** Disinfettante acido peracetico PMC 18558

SUPERATTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

Presidio Medico Chirurgico 18558.

Elimina virus, batteri Gram+ e Gram-, spore, lieviti, muffe, miceli funginei. Il suo spettro d'azione particolarmente ampio evita l'impiego alternato di due o più principi attivi. Svolge la sua azione liberando ossigeno ed acido acetico, sostanza facilmente biodegradabile. Può essere usato, alle concentrazioni indicate, su tutte le superfici.

La sua elevata biodegradabilità non provoca danno ai depuratori biologici e ne consente l'uso anche in prossimità di essi, dove invece altri biocidi sono vietati. Utilizzabile su superfici, attrezzature, macchinari, tanks, sistemi di veicolazione alimenti liquidi, strumenti chirurgici e per impianti di depurazione.

MODALITA' D'USO: Diluire il prodotto in acqua in ragione di 3-50 g/l. Pulire accuratamente la superficie o l'oggetto da trattare. Distribuire in modo uniforme e lasciare agire per 5-10 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

AVVERTENZE: Effettuare il trattamento a temperatura ambiente.

Confezioni da: 0.5 - 30

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

